

Anticorpo Monoclonale Anti-Alpha-Fetoproteina (Afp) Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Numero articolo: CM0005840



introduzione

Anticorpo Monoclonale Alpha-Fetoproteina (AFP) Coniglio, prodotto in coniglio, riconosce l'AFP umana. Adatto per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Mira a un biomarcatore secreto di 69kDa sintetizzato dal fegato fetale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Alpha-Fetoproteina (AFP) Coniglio (mAb)
Note/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoproteina (AFP)
Specie	Umano
GeneID	174
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 395-609 dell'Alpha-Fetoproteina (AFP) umana (NP_001125.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P02771
Peso Molecolare Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio