

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Alfa-Fetoproteina (Afp) Per Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Numero articolo: CM0014059



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'alfa-fetoproteina umana (AFP), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Rileva una banda di 69 kDa. Ideale per la ricerca in biologia dello sviluppo e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Alfa-fetoproteina (AFP), pAb di coniglio
Note/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-fetoproteina (AFP)
Specie	Umana
GeneID (umana)	174
GeneID	174
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-609 dell'alfa-fetoproteina umana (AFP) (NP_001125.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P02771
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante