


Anticorpo Policlonale Anti-Alpha Fodrin Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13813

Numero articolo: CM0017102



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'Alpha Fodrin umana (SPTAN1). Confermato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; reazione crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sulla secrezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Alpha Fodrin Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; Alpha Fodrin
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6709
GeneID	6709
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 950-1130 dell'Alpha Fodrin umana (NP_001123910.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13813
Peso proteico	285kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio