


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Alpha Fodrin Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13813

Numero articolo: CM0007604



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro Alpha Fodrin umano (SPTAN1). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sul citoscheletro e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Alpha Fodrin Coniglio mAb
Note/Alias	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; Alpha Fodrin
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6709
Gene ID	6709
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'Alpha Fodrin umano (Q13813).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13813
Peso Proteico	285kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio