

Anticorpo Policlonale Anti-Alfa Internexina Per Wb, Elisa - Q16352

Numero articolo: CM0027595

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Alfa Internexina (NF-66, NEF5) validato per WB ed ELISA. Riconosce l'alfa-internexina umana e murina, una proteina del filamento intermedio neuronale. Adatto per la ricerca in neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Alfa Internexina pAb di coniglio
Note/Alias	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; Alfa Internexina
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9118
GeneID	9118
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 13-300 dell'Alfa Internexina umana (Q16352)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo
SWISS	Q16352
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio