

## Anticorpo Monoclonale Anti-Alfa Sarcoglicano (Sgca) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16586

Numero articolo: CM0003401

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'alfa-sarcoglicano umano (SGCA, 50DAG, adalina). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; cross-reattività con topo, ratto. Mira a una glicoproteina associata alla distrofina di 43 kDa critica per la stabilità della membrana muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro          | Valore                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto      | alfa Sarcoglicano (SGCA) Coniglio mAb                                               |
| Osservazioni/Alias | ADL; DAG2; 50DAG; DMDA2; LGMD2D; LGMDR3; SCARMD1; adalina; alfa Sarcoglicano (SGCA) |
| Specie             | Umano                                                                               |
| GeneID (Umano)     | 6442                                                                                |
| GeneID             | 6442                                                                                |
| Immunogeno         | Peptide Sintetico                                                                   |
| Sorgente           | Coniglio                                                                            |
| Categoria          | Anticorpi Monoclonali                                                               |
| Applicazione       | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                              |
| Cross Reattività   | Topo, Ratto                                                                         |
| SWISS              | Q16586                                                                              |
| Peso Proteico      | 43kDa                                                                               |
| Spedizione         | Borsa del ghiaccio                                                                  |