

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Alfa Sarcoglicano (Sgca) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16586

Numero articolo: CM0026439

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'alfa sarcoglicano umano (SGCA), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sulle malattie muscolari e sul sarcolemma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	alfa sarcoglicano (SGCA) Rabbit pAb
Note / Alias	ADL; DAG2; 50DAG; DMDA2; LGMD2D; LGMDR3; SCARMD1; adhalin; alpha Sarcoglycan (SGCA)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6442
GeneID	6442
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-290 dell'alfa sarcoglicano umano (alpha Sarcoglycan (SGCA)) (NP_000014.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16586
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio