

Anticorpo Monoclonale Anti-Alpha Snap Per Wb E Elisa - P54920

Numero articolo: CM0003174

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro l'Alpha SNAP umano (NAPA). Validato per WB ed ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul trasporto vescicolare e sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Alpha SNAP Rabbit mAb
Note/Alias	SNAPA; Alpha SNAP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8775
ID Gene	8775
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 201-295 dell'Alpha SNAP umano (P54920)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P54920
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio