

Anticorpo Policlonale Anti-Alpha Snap Per Wb, Ihc-P, Elisa - P54920

Numero articolo: CM0030604

introduzione

L'Anticorpo Policlonale Coniglio Alpha SNAP di CamelBio (P54920) è destinato a WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con Alpha SNAP umano, di topo e di ratto, un mediatore chiave del trasporto vescicolare ER-Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Coniglio Alpha SNAP
Note/Alias	SNAPA; Alpha SNAP
Specie	Umano
GenelD (Umano)	8775
GenelD	8775
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-295 di Alpha SNAP umano (NP_003818.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P54920
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio