


Anticorpo Monoclonale Anti-Alfa-Sinucleina Per Wb, If, Ihc-P, Elisa - P37840

Numero articolo: CM0002638



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio contro l'alfa-sinucleina umana (SNCA). Validato per WB, IF, IHC-P, ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per ricerche nel campo delle neuroscienze e della neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	α -Sinucleina Rabbit PolymAb®
Note/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Specie	Umano
Gene ID	6622
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 59-140 dell' α -Sinucleina umana (NP_000336.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P37840
Peso Proteico	14 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio