


Anticorpo Monoclonale Anti-Troncamento 1-119 Dell'alfa-Sinucleina [Mjff-C-24D2] Per Slot Blot, If/Icc, Elisa - P37840

Numero articolo: CM0008622



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio (clone MJFF-C-24D2) diretto contro il troncamento 1-119 dell'alfa-sinucleina umana e murina. Validato in Slot blot, IF/ICC ed ELISA. Adatto per lo studio della malattia di Parkinson e dell'aggregazione proteica nella ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb contro il troncamento 1-119 dell'alfa-sinucleina [MJFF-C-24D2]
Note/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Specie	Uomo, Topo
GeneID (Uomo)	6622
GeneID	6622
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-119 dell'alfa-sinucleina umana (NP_000336.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Slot blot, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P37840
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante