

Anticorpo Policlonale Anti-ALPI (Iap) Per Wb, Elisa - P09923

Numero articolo: CM0028909

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ALPI validato per WB e ELISA, a reazione crociata con uomo e topo. Bersaglia la fosfatasi alcalina intestinale (IAP), un'idrolisi di membrana ancorata a GPI coinvolta nel metabolismo dei fosfati e nell'omeostasi intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALPI Rabbit pAb
Note/Alias	IAP; ALPI
Specie	Uomo
ID Gene	248
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P09923
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio