

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Alpk1 Per Wb Ed Elisa - Q96Qp1

Numero articolo: CM0019498



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'ALPK1 umano. Validato per Western blot ed ELISA, questo anticorpo rileva la chinasi dell'immunità innata ALPK1, che percepisce l'ADP-eptosio batterico e attiva la segnalazione di NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio ALPK1
Osservazioni/Alias	LAK; ROSAH; 8430410J10Rik; ALPK1
Specie	Umano
ID Gene	80216
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-500 dell'ALPK1 umano (NP_001095876.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96QP1
Peso Proteico	139kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio