

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Alpk1 Per Wb - Q96Qp1

Numero articolo: CM0019643



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia ALPK1 umano, validato per Western blot. Riconosce l'alfa-proteina chinasi 1, una chinasi immunitaria innata chiave che rileva l'ADP-eptosio batterico e attiva l'NF-κB. Ideale per studi su infezioni e infiammazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALPK1 Rabbit pAb
Note/Alias	LAK; ROSAH; 8430410J10Rik; ALPK1
Specie	Umana
ID genico	80216
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-473 di ALPK1 umano (NP_079420.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q96QP1
Peso proteico	139 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio