

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Alppl2 Per Wb, Elisa - P10696

Numero articolo: CM0025743

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ALPPL2 umano (GCAP) per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Ideale per la ricerca sui tumori delle cellule germinali e lo sviluppo di saggi IVD. Peso proteico ~57 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | ALPPL2 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Osservazioni/Alias    | GCAP, ALPPL, ALPPL2                                                                                                           |
| Specie                | Umano                                                                                                                         |
| GenelD (Umano)        | 251                                                                                                                           |
| GenelD                | 251                                                                                                                           |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-280 di ALPPL2 umano (NP_112603.2) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo                                                                                                                   |
| SWISS                 | P10696                                                                                                                        |
| Peso Proteico         | 57kDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |