

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Als2Cr1 Per Wb, Elisa - Q9Gzt8

Numero articolo: CM0008900

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro ALS2CR1 umano (proteina 1 simile a NIF3), validato per Western blot ed ELISA. Adatto per studi sulla differenziazione neuronale e sull'espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ALS2CR1
Note/alias	CALS-7; MDS015; ALS2CR1
Specie	Umano
GenelD (umano)	60491
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9GZT8
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico