


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Alx4 Per Wb, Elisa - Q9H161

Numero articolo: CM0030920



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ALX4, un fattore di trascrizione homeobox coinvolto nello sviluppo craniofacciale e degli arti. Validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca in biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALX4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CRS5; FND2; ALX4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	60529
GeneID	60529
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di ALX4 umano (NP_068745.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H161
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio