

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Amacr Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Uhk6

Numero articolo: CM0017990

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'AMACR umano (racemasi dell'alfa-metilacil-CoA), adatto per applicazioni di Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Strumento prezioso per lo studio del metabolismo perossisomiale degli acidi grassi, della sintesi degli acidi biliari e dei disturbi metabolici correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AMACR pAb di coniglio
Note/alias	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	23600
GeneID	23600
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-138 dell'AMACR umano (NP_055139.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9UHK6
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata