

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Amacr/P504S Per Wb, Elisa - Q9Uhk6

Numero articolo: CM0007036

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-AMACR/p504S validato per Western Blot (WB) e ELISA con reattività incrociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo degli acidi grassi perossisomiali e della sintesi degli acidi biliari. AMACR/p504S (Q9UHK6).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AMACR/p504S Rabbit mAb
Note / Alias	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR/p504S
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	23600
ID gene	23600
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-138 dell'AMACR umano (NP_055139.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UHK6
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio