


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ambp Per Wb, Elisa - P02760

Numero articolo: CM0024164



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per la proteina AMBP umana. Adatto per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA; presenta reazione crociata con il topo. Ideale per lo studio dello stress ossidativo, dell'inibizione delle proteasi e dei processi di riparazione tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AMBP Rabbit pAb
Note/Alias	A1M, HCP, ITI, UTI, EDC1, HI30, ITIL, IATIL, ITILC, AMBP
Specie	Uomo
GeneID (umano)	259
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-202 della proteina AMBP umana (NP_001624.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P02760
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio