


Anticorpo Policlonale Anti-Ambra1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9C0C7

Numero articolo: CM0017093



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'umano Ambra1, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia, il ciclo cellulare e la soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ambra1 Rabbit pAb
Note/Alias	DCAF3; WDR94; Ambra1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55626
ID Gene	55626
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1109-1208 di Ambra1 umano (NP_060219.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9C0C7
Peso Proteico	143 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio