


Anticorpo Policlonale Anti-Ambra1 Da Coniglio Per Wb E Elisa - Q9C0C7

Numero articolo: CM0018712



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio diretto contro AMBRA1 (DCAF3/WDR94) umano, validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso il topo. Rileva il regolatore dell'autofagia e del ciclo cellulare da 143 kDa. Ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ambra1 Rabbit pAb
Note/Alias	DCAF3; WDR94; Ambra1
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	55626
GeneID	55626
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 961-1208 di Ambra1 umano (NP_060219.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9C0C7
Peso proteico	143kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio