

Anticorpo Policlonale Anti-Amd1 Per Wb, Elisa - P17707

Numero articolo: CM0028469



introduzione

L'anticorpo policlonale AMD1 Rabbit pAb rileva specificamente il proenzima S-adenosilmetionina decarbossilasi (SAMDC/ADOMETDC) in campioni umani, murini e di ratto tramite Western blot e ELISA. Ideale per lo studio del metabolismo delle poliammine e del mantenimento delle cellule staminali embrionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AMD1 Rabbit pAb
Note/Alias	AMD; SAMDC; ADOMETDC; AMD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	262
GeneID	262
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 75-334 dell'AMD1 umano (NP_001625.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P17707
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio