

## Anticorpo Policlonale Anti-Amh Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P03971

Numero articolo: CM0024727



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'AMH umano (fattore inibitore di Muelleriano/MIS). Convalidato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA e reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per studi di biologia riproduttiva e dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | AMH Rabbit pAb                                                                                                                |
| Annotazioni/Alias   | MIF; MIS; AMH                                                                                                                 |
| Specie              | Uomo                                                                                                                          |
| GeneID (Uomo)       | 268                                                                                                                           |
| GeneID              | 268                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-560 dell'AMH umano (NP_000470.3) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Reattività Crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS               | P03971                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 59kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                         |