


Anticorpo Monoclonale Anti-Amhr2 Per Wb, Elisa - Q16671

Numero articolo: CM0007799



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro AMHR2 umano (recettore di tipo 2 dell'ormone anti-Mülleriano), alias AMHR/MRII/MISR2/MISRII. Validato per WB ed ELISA. Immunogeno: peptide sintetico all'interno degli aa 50-150. Per la biologia della riproduzione e la ricerca sulla segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AMHR2 Coniglio mAb
Note/Alias	AMHR; MRII; MISR2; MISRII; AMHR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	269
GeneID	269
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 50-150 dell'AMHR2 umano (NP_065434.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q16671
Peso Proteico	52kDa/63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio