

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Amotl2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2J4

Numero articolo: CM0021677

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AMOTL2, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva la proteina 2 simile all'angiomotina umana e murina, un regolatore dell'architettura dell'actina, delle giunzioni cellulari e della segnalazione Hippo/Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	AMOTL2 Rabbit pAb
Note/Alias	LCCP; AMOTL2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51421
ID Gene	51421
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 638-837 di AMOTL2 umano (NP_001265612.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y2J4
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio