

Anticorpo Policlonale Anti-Ampd1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P23109

Numero articolo: CM0024972

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'AMPD1 umano (AMP deaminasi 1), validato in WB, IF/ICC ed ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e di ratto; valuta l'enzima del metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AMPD1 Rabbit pAb
Note/Alias	MAD; MADA; MMDD; AMPD1
Specie	Umano
GenelD (umano)	270
GenelD	270
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-260 dell'AMPD1 umano (NP_001166097.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23109
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio