


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Amph Per Wb, If/Icc, Elisa - P49418

Numero articolo: CM0029157



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-AMPH validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Rileva l'anfifisina (~76 kDa) in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'esocitosi, sulle vescicole sinaptiche e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AMPH Rabbit pAb
Note/Alias	AMPH1; AMPH
Specie	Umano
GenelD (Umano)	273
GenelD	273
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49418
Peso Proteico	76kDa
Spedizione	Sacca refrigerante