


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Anfiregulina (Areg) Per If/Icc, Elisa - P15514

Numero articolo: CM0014453



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'Anfiregulina (AREG) umana, validato per IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Peso del bersaglio ~28 kDa. Ideale per lo studio della segnalazione dei ligandi di EGFR e della crescita cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-AREG
Note/Alias	AR; SDGF; AREGB; CRDGF; AREG
Specie	Umano
GeneID (umano)	374
GeneID	374
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-252 dell'AREG umano (NP_001648.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P15514
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante