


Anticorpo Monoclonale Anti-Amfiregulina Per Wb, Elisa - P15514

Numero articolo: CM0011546



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante umano anti-Amfiregulina validato per WB ed ELISA. Riconosce l'Amfiregulina (AREG) umana e del ratto, un ligando del recettore EGFR. Ideale per la ricerca sui fattori di crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Topo Anti-Amfiregulina
Note/Alias	AR; SDGF; AREGB; CRDGF
Specie	Umano
GenelD (Umano)	374
GenelD	374
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-252 dell'Amfiregulina umana (NP_001648.1).
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P15514
Peso Proteico	28 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio