

Anticorpo Monoclonale Anti-Ampk Alfa 1/2 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

Numero articolo: CM0012109



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro le subunità catalitiche umane AMPK alfa-1 (PRKAA1) e alfa-2 (PRKAA2). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per ricerche sul metabolismo, autofagia e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AMPK alfa 1/2 Coniglio mAb
Note/Alias	AMPK; AMPKa1; AMPK alfa 1; AMPK alfa 2; AMPKa2;
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5562/5563
Gene ID	5562/5563
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 13-300 dell'AMPK alfa 1 umano (NP_006242.5).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13131/P54646
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio