

Anticorpo Policlonale Anti-Ampk α 1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13131

Numero articolo: CM0016130



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AMPK α 1 (PRKAA1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Rileva la proteina endogena AMPK α 1 a 64 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AMPK α 1 Rabbit pAb
Note/Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alfa 1; AMPK α 1
Specie	Umano
GeneID	5562
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 381-520 dell'AMPK α 1 umano (NP_006242.5).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13131
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio