

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ampk α 1 Per Wb, Elisa - Q13131

Numero articolo: CM0019051



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato ad AMPK α 1 (PRKAA1), validato per Western blot ed ELISA con reattività crociata murina. AMPK α 1 è un sensore energetico centrale che regola il metabolismo, l'autofagia e la trascrizione, ideale per applicazioni di ricerca e diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AMPK α 1 Rabbit pAb
Note/Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alpha 1; AMPK α 1
ID Gene (Umano)	5562
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di AMPK α 1 umano (NP_006242.5).
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q13131
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio