

Anticorpo Monoclonale Anti-Ampka1/Ampka2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

Numero articolo: CM0012014



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro AMPK α 1/ α 2 umano (Q13131/P54646). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con Topo, Ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo energetico, l'autofagia e la segnalazione nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Topo Anti-AMPK α 1/AMPK α 2
Note/Omonimo	AMPK α 1/AMPK α 2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5562/5563
ID Gene	5562/5563
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 251-550 di AMPK α 1 umano (Q13131)
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13131/P54646
Peso Proteico	64kDa/65kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio