

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ampka1/Ampka2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13131 / P54646

Numero articolo: CM0023791



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce AMPKa1/AMPKa2, le subunità catalitiche di AMPK. Validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Rileva bande di ~64/65 kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo energetico e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AMPKa1/AMPKa2 Rabbit pAb
Note/Alias	AMPKa1/AMPKa2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 5-280 di AMPKa1/AMPKa2 umano (NP_006242.5).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13131/P54646
Peso Proteico	64kDa/65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio