


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ampk α 2 Per La Ricerca Sul Metabolismo Energetico - P54646

Numero articolo: CM0015393



introduzione

AMPK α 2 Rabbit pAb validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione AMPK, autofagia e malattie metaboliche. - P54646.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AMPK α 2 Rabbit pAb
Note/Alias	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; AMPK α 2
Specie	Umano
GeneID	5563
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 270-343 di PRKAA2 umano (NP_006243.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P54646
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio