


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ampk α 2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P54646

Numero articolo: CM0013880



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato contro AMPK α 2 umana, la subunità catalitica della chinasi sensore dell'energia AMPK. Progettato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AMPK α 2 pAb di coniglio
Note/Alias	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; AMPK α 2
Specie	Umana
GeneID (umana)	5563
GeneID	5563
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-343 di AMPK α 2 umana (NP_006243.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P54646
Peso della proteina	62 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante