


Anticorpo Policlonale Anti-Ampky1 Per Wb, Elisa - P54619

Numero articolo: CM0020262



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AMPK γ 1 (PRKAG1), convalidato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con essere umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione AMPK e del metabolismo energetico. Peso proteico: 38kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AMPK γ 1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AMPKG; AMPK γ 1
Specie	Uomo
GeneID	5571
Immunogeno	Peptide sintetico, un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di AMPK γ 1 umano (NP_002724.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P54619
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio