


## Anticorpo Policlonale Anti-Ampk $\beta$ 1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y478

Numero articolo: CM0025442



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AMPK $\beta$ 1 per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto; rileva l'AMPK $\beta$ 1 endogeno a circa 30kDa. Adatto per la ricerca sul metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | AMPK $\beta$ 1 Rabbit pAb                                                                                                                           |
| Osservazioni/Alias    | AMPK; HAMPKb; AMPK $\beta$ 1                                                                                                                        |
| Specie                | Umano                                                                                                                                               |
| ID Gene (Umano)       | 5564                                                                                                                                                |
| ID Gene               | 5564                                                                                                                                                |
| Immunogeno            | Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 dell'AMPK $\beta$ 1 umano (NP_006244.2). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                    |
| Reattività incrociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                                                 |
| SWISS                 | Q9Y478                                                                                                                                              |
| Peso proteico         | 30kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                  |