


Anticorpo Policlonale Anti-Ampk β 1 (Validato Ko) Per Wb, If/Icc Ed Elisa - Q9Y478

Numero articolo: CM0013579



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la subunità AMPK β 1 (PRKAB1), validato per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva AMPK β 1 umana, murina e di ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo energetico, sulla segnalazione AMPK e sulle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	[Validato KO] AMPK β 1 Rabbit pAb
Note/Alias	AMPK; HAMPKb; β 1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5564
GeneID	5564
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 di AMPK β 1 umana (NP_006244.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y478
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante