


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ampk $\beta$ 1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y478

Numero articolo: CM0012341



### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che targeting AMPK $\beta$ 1 (PRKAB1) per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva AMPK $\beta$ 1 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo energetico e sulla segnalazione AMPK.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                       |
|-----------------------|------------------------------|
| Nome Prodotto         | AMPK $\beta$ 1 Coniglio mAb  |
| Osservazioni/Alias    | AMPK; HAMPKb; AMPK $\beta$ 1 |
| Specie                | Umano                        |
| GeneID (Umano)        | 5564                         |
| GeneID                | 5564                         |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico            |
| Sorgente              | Coniglio                     |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali        |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA     |
| Reattività Incrociata | Umano, Mouse, Ratto          |
| SWISS                 | Q9Y478                       |
| Peso Proteico         | 30kDa                        |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio           |