

Anticorpo Policlonale Anti-Amt Per Wb, If/Icc, Elisa - P48728

Numero articolo: CM0030822



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AMT umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce AMT umano, murino e ratto. Ideale per studi sul sistema di scissione della glicina e sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AMT Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GCE; NKH; GCST; GCVT; AMT
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	275
Gene ID	275
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 107-386 di AMT umano (NP_001158184.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P48728
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio