

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Amy1A Per Wb, Elisa - P04745

Numero articolo: CM0026552

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio AMY1A validato per WB ed ELISA. Rileva AMY1A umano, murino e ratto (previsto 57 kDa). Adatto per la ricerca sul metabolismo dei carboidrati e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AMY1A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AMY1; AMY1A
Specie	Umano
GenelD (Umano)	276
GenelD	276
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-200 dell'AMY1A umano (NP_004029.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P04745
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio