


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Amy2A Per Wb, If-P, Elisa - P04746

Numero articolo: CM0025677



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'AMY2A umana (alfa-amilasi pancreatica). Convalidato per WB, IF-P, ELISA; presenta cross-reattività con topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo dei carboidrati e sugli enzimi digestivi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AMY2A Rabbit pAb
Note/Alias	PA; AMY2; AMY2A
Specie	Umana
GeneID (Umano)	279
GeneID	279
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-511 dell'AMY2A umana (NP_000690.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Cross-reattività	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P04746
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio