

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Amylin/Dap Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10997

Numero articolo: CM0007301



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'Amylin/DAP (IAPP) umano. Adatto per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle malattie metaboliche e sul diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio Anti-Amylin/DAP
Note/Alias	DAP; IAP; Amylin/DAP
Specie	Umano
ID Gene	3375 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-70 dell'Amylin/DAP umano (NP_000406.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10997
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio