


Anticorpo Policlonale Anti-Anapc11 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nyg5

Numero articolo: CM0013242



introduzione

Anticorpo policlonale ANAPC11 di coniglio, validato in WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva ANAPC11 umano e murino (APC11, 10 kDa, Q9NYG5). Ideale per studi sul ciclo cellulare e sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ANAPC11 Rabbit pAb
Note/alias	APC11; Apc11p; HSPC214; ANAPC11
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	51529
GeneID	51529
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-84 di ANAPC11 umano (NP_001002245.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9NYG5
Peso della proteina	10 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante