


Anticorpo Policlonale Anti-Anapc7 Per Wb, Elisa - Q9Ujx3

Numero articolo: CM0022931



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ANAPC7 umano (subunità APC7, APC/C). Adatto per WB, ELISA; reagisce in modo crociato con esseri umani e topi. Utilizzabile negli studi sul ciclo cellulare e sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ANAPC7 Rabbit pAb
Note / Alias	APC7; FERBON; ANAPC7
Specie	Umana
GeneID	51434
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 150 dell'ANAPC7 umano (NP_057322.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9UJX3
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio