

Anticorpo Monoclonale Anti-Recettore Degli Androgeni Per Wb, Ip, Ihc-P, Mihc, If-P, Elisa - P10275

Numero articolo: CM0002775



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting del recettore degli androgeni umano (P10275), reattivo con umano, topo e ratto. Adatto per applicazioni WB, IP, IHC-P, IF-P, mIHC ed ELISA negli studi sulla segnalazione androgenica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Recettore degli Androgeni Coniglio mAb
Note/Alias	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA; Recettore degli Androgeni
Specie	Umano
GeneID (Umano)	367
GeneID	367
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10275
Peso Proteico	99kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio