


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Recettore Androgenico Per Wb, If/Icc, Elisa - P10275

Numero articolo: CM0023684



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-recettore androgenico (AR) per WB, IF/ICC, ELISA.

Reagisce con uomo, topo e ratto. Studi sulla segnalazione androgenica e la funzione dei recettori nucleari. SWISS: P10275.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Androgen Receptor Rabbit pAb
Note/Alias	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	367
GeneID	367
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del recettore androgenico umano (NP_000035.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10275
Peso proteico	99kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio