


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ang (Angiogenina) Per Wb Ed Elisa - P03950

Numero articolo: CM0014199



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro l'Angiogenina umana (ANG, RNase5). Adatto per WB ed ELISA, cross-reagisce con il ratto. Ideale per studi sull'angiogenesi, risposta allo stress e trascrizione rRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ANG Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG
Specie	Umano
GeneID (Umano)	283
GeneID	283
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-147 dell'ANG umana (NP_001136.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P03950
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio